



Méditec

Taille
L
(8/9)



Gants d'examen Latex

Latex examination gloves / Untersuchungshandschuhe aus Latex / Latex onderzoekshandschoenen
Guantes de examen de látex / Guanti da esplorazione in lattice

Ambidextres / Ambidextrous
Beidhändig tragbar
Zowel links als rechts draagbaar
Ambidiestros / Ambidestri

Non poudrés / Powder-free
Ungepudert / Poedervrij
Sin Polvo / Senza polvere

100

Gants latex à usage unique / Disposable latex gloves
Latex-Einweghandschuhe
Latex handschoenen voor eenmalig gebruik
Guantes de latex de un solo uso / Guanti in lattice monouso

Réf. 113218

control

option

command



5/6 XS

6/7 S

7/8 M

8/9 L

9/10 XL

Méditec

FR AVERTISSEMENT

Ce produit ne contient ni poudre (amidon de maïs). Il ne présente donc aucune contre-indication d'utilisation.

Pour la bonne hygiène des mains, il convient néanmoins de se laver les mains à l'eau courante de façon régulière, après usage.

Précautions de stockage : préserver à l'abri de l'humidité et de températures extrêmes.

NL WAARSCHUWING

Dit product bevat geen poeder (maïzetmeel). Er bestaan dus geen contra-indicaties voor gebruik.

Voor een goede handhygiëne is het echter raadzaam om na gebruik regelmatig de handen te wassen met stromend water.

Voorzorgsmaatregelen voor bewaring: beschermen tegen vochten extreme temperaturen.

EN CAUTION

This product contains no powder (cornstarch). Consequently its use presents no contra-indications. Nevertheless and to ensure a good hands hygiene, it is recommended to wash them with running water systematically after use.

Storage: store in a dry place and avoid exposure to extreme temperatures.

ES ADVERTENCIA

Este producto no contiene polvo (almidón de maíz). Por lo tanto, no presenta ninguna contraindicación de uso.

Sin embargo, para la buena higiene de las manos, conviene lavárselas con agua corriente de forma regular, después del uso.

Precauciones de almacenamiento: proteger de la humedad y de temperaturas extremas.

DE WARNHINWEIS

Dieses Produkt ist puderfrei (Maisstärke). Daher gibt es keine Gegenanzeigen für die Anwendung.

Für eine gute Handhygiene sollten Sie die Hände stets nach jedem Ablegen der Handschuhe unter fließendem Wasser waschen.

Vorschriften für die Aufbewahrung: Vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt aufbewahren.

IT ATTENZIONE

Questo prodotto non contiene polvere (amido di mais). Quindi non presenta nessuna controindicazione per il suo utilizzo.

Per una buona igiene delle mani, si consiglia comunque, dopo l'uso, di lavarsi regolarmente le mani con acqua corrente.

Istruzioni per la conservazione: conservare al riparo dall'umidità e da temperature elevate.

CE



EN ISO 374-1:2016/Type C



REF 113218



2020-08

2025-07

LOT 604LLLPFMDT

Test chimiques	EN 16523-1:2015 Niveau de perméation	EN 374-4:2013 Dégradation (valeur moyenne)
K Hydroxide de sodium 40%	6	-40.11%

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 - EN 420 - EN 374-1 / EN 374-2

FR Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et pour les produits laitiers. Se référer à la fiche technique produit.

EN All aqueous and alcohol-based foodstuffs and for dairy products. Please refer to the product specifications.

DE Alle wasserhaltigen und alkoholischen Nahrungsmittel und für Milchprodukte. s. Produktdatenblatt

NL Alle water- en alcoholhoudende levensmiddelen en voor zuivelproducten. Raadpleeg de technische productinformatie.

ES Todos los alimentos acuosos y alcohólicos y para los productos lácteos. Consultar la ficha técnica del producto.

IT Tutti i generi alimentari liquidi ed alcolici e per i prodotti lattiero-caseari. Consultare la scheda tecnica del prodotto.

Le nom du fabricant se trouve sur la languette à l'intérieur de la boîte / The name of the manufacturer is in tear strip of the box

MADE IN MALAYSIA

- Gants d'examen ambidextres en latex, non stériles, non poudrés à usage unique.
- Ambidextrous, non-sterile, powder-free, disposable latex examination gloves.
- Unsterile ungepuderte beidhändig tragbare Einweg-Untersuchungshandschuhe aus latex.
- Niet-steriele, poedervrije, latex onderzoekshandschoenen, zowel links als rechts draagbaar, voor eenmalig gebruik.
- Guantes de examen ambidestros, de látex, no estériles, sin polvo, de un solo uso.
- Guanti da esplorazione in lattice ambidestri, non sterili, senza polvere monouso.